



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 87.7708.813  
Artikelbeschreibung Gerätschiene für 3 MS 1000

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich Gewinnung von Blut und Blutprodukten

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1  
Art der Innenverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 1  
Stück pro Karton 1  
Volumen des Umkartons 0,0011 cbm  
Gewicht des Produktes 0,16 kg  
Gewicht des Umkartons 0,32 kg  
EAN des Innenkartons 4038917341721  
EAN des Umkartons 4038917341714

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

