



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 87.7708.814
Artikelbeschreibung Gerätschiene für 4 MS 1000

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich Gewinnung von Blut und Blutprodukten

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Art der Innenverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Karton 1
Stück pro Palette 1
Volumen des Umkartons 0,0014 cbm
Gewicht des Produktes 0,228 kg
Gewicht des Umkartons 0,42 kg
EAN des Innenkartons 4038917341752

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Produktspezifikation
Befestigungsschiene 4f MS 1000

Seite 2

EAN des Umkartons

4038917341745

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-07-07

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT