



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	97.8700.330
Artikelbeschreibung	Mobiler Blutspendetisch, Beistelltisch für die mobile Blutentnahme, schnell und einfach zusammenklappbar, (LxBxH): 40 x 55 x 73 cm

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Gewinnung von Blut und Blutprodukten
-------------------	--------------------------------------

Maße

Breite des Produktes	55 cm
Höhe des Produktes	73 cm
Länge des Produktes	40 cm

Material & Farben

Farbe des Produktes	rot
---------------------	-----

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD kein Medizinprodukt | IVD
Lot- oder Seriennummer nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Karton 1
Stück pro Palette 10
Volumen des Umkartons 0,1014 cbm
Gewicht des Produktes 6 kg
Gewicht des Umkartons 7 kg
EAN des Innenkartons 4028339671421
EAN des Umkartons 4028339671414

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

