



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	79.8701.502
Artikelbeschreibung	Blutbeutel, Nennvolumen: 500 ml, mit Venenkanüle, Präparierung: CPDA-1-Stabilisator, mit Kanülenschutz, steril, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Art der Präparierung	CPDA-1-Stabilisator
Anwendungsbereich	Gewinnung von Blut und Blutprodukten

Maße

Nennvolumen	500 ml
Breite des Produktes	21 cm
Länge des Produktes	27 cm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
---------------------	-------------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE0123 (Tüv Süd)
Reinheitsstandard	steril
Pyrogenfreiheit	ja
Weichmacher	Diethylhexylphthalate (DEHP)
Lot- oder Seriennummer	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	10
Art der Innenverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	10
Stück pro Karton	40
Volumen des Umkartons	0,0311 cbm
Gewicht des Produktes	0,1258 kg
Gewicht des Umkartons	5,6 kg
EAN des Innenkartons	4038917148450
EAN des Umkartons	4038917031424

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

