



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	88.7780.197
Artikelbeschreibung	Faltschachtel kurz, (LxBxH): 200 x 130 x 25 mm, mit Sichtfenster, zur Lagerung von Blutprodukten

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Transfusion und Infusion
Sichtfenster	ja

Maße

Breite des Produktes	130 mm
Höhe des Produktes	25 mm
Länge des Produktes	200 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	weiß
---------------------	------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 300
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Karton 300
Stück pro Palette 8400
Volumen des Umkartons 0,0502 cbm
Gewicht des Produktes 0,029 kg
Gewicht des Umkartons 9,42 kg
EAN des Innenkartons 4038917142069
EAN des Umkartons 4038917063159

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

