



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	97.8750.153
Artikelbeschreibung	ThermoScan Port-Adapter, zum Anschluss der ThermoScan Leseinheit an den seriellen PC-COM-Port eines PC

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Transport und Lagerung
Schnittstelle	RS-232

Maße

Breite des Produktes	3,5 cm
Höhe des Produktes	2 cm
Länge des Produktes	5,5 cm

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Gerät, gemäß Maschinen- oder Geräterichtlinie, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Art der Innenverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	1
Gewicht des Produktes	0,7395 kg
Gewicht des Umkartons	0,74 kg
EAN des Innenkartons	4028339770223
EAN des Umkartons	4028339770216

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

