



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer 97.8750.161  
Artikelbeschreibung ThermoScan Set USB, zur Temperaturmessung während des Transports und der Lagerung von temperaturempfindlichen Produkten, Setbestandteile: USB-Port-Adapter (97.8750.156), Leseinheit (97.8750.154) zum Anschluss an USB-Port-Adapter, ThermoScan Software TRANSMED (97.8750.157) zur Programmierung und Auswertung der ThermoScan Datenlogger unter Microsoft Windows®, ThermoScan Datenlogger TM (97.8750.151)

## Produkteigenschaften

Anwendungsbereich Transport und Lagerung  
Minimale Temperatur -40 °C  
Maximale Temperatur 85 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	Gerät, gemäß Maschinen- oder Geräterichtlinie, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Art der Innenverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	1
Gewicht des Produktes	0,0005 kg
EAN des Innenkartons	4028339770728
EAN des Umkartons	4028339770711

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

