



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	97.8750.000
Artikelbeschreibung	TRANS Control 4 °C Doppelement, zum Transport von Erythrozytenkonzentraten und Vollblutpräparaten bei Temperaturen von 2 bis 6 °C

## Produkteigenschaften

Empfohlene Temperatur	4
Anwendungsbereich	Transport und Lagerung

## Maße

Breite des Produktes	15,5 cm
Länge des Produktes	27 cm

## Material & Farben

Farbe des Produktes	blau
---------------------	------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.



### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    1  
Art der Innenverpackung        Karton  
Stück pro Innenkarton            1  
Stück pro Karton                    1  
Volumen des Umkartons          0,0039 cbm  
Gewicht des Produktes            0,85 kg  
Gewicht des Umkartons          1,05 kg  
EAN des Innenkartons            4028339780123  
EAN des Umkartons                4028339780116

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

