



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	97.8750.010
Artikelbeschreibung	TRANS Control 22 °C Doppelement, zum Transport von Thrombozytenkonzentraten bei 22 °C

Produkteigenschaften

Empfohlene Temperatur	22 °C
Anwendungsbereich	Transport und Lagerung

Maße

Breite des Produktes	15,5 cm
Länge des Produktes	27 cm

Material & Farben

Farbe des Produktes	grün
---------------------	------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Karton 1
Volumen des Umkartons 0,0039 cbm
Gewicht des Produktes 0,85 kg
Gewicht des Umkartons 1,05 kg
EAN des Innenkartons 4028339780321
EAN des Umkartons 4028339780314

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

