



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 97.8750.011  
Artikelbeschreibung TRANS Control 22 °C Rahmen, zur Kapazitätserweiterung von TRANS Control 22°

### Produkteigenschaften

Empfohlene Temperatur 22  
Anwendungsbereich Transport und Lagerung

### Maße

Breite des Produktes 15,5 cm  
Länge des Produktes 27 cm

### Material & Farben

Farbe des Produktes grün

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    1  
Art der Innenverpackung        Karton  
Stück pro Innenkarton            1  
Stück pro Karton                    1  
Volumen des Umkartons          0,0039 cbm  
Gewicht des Produktes            0,13 kg  
Gewicht des Umkartons          0,33 kg  
EAN des Innenkartons            4028339780420  
EAN des Umkartons                4028339780413

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

