



Product description

Order number	97.8710.602
Descrição do artigo	SAHARA-TSC 115 V, para descongelar e aquecer produtos sanguíneos em bolsas de plástico cheias antes da transfusão, adequado para células estaminais crioconservadas, incl. compressa de adaptação e bandeja de aquecimento

Product characteristics

Campo de aplicação	Aquecimento
Tensão de alimentação	115 V
Consumo de energia durante o funcionamento	655 W
Frequência	50 Hz - 60 Hz

Size

Largura do produto	32 cm
Altura do produto	32.5 cm
Comprimento do produto	49.3 cm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Dispositivo médico
Certificação CE	CE
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	1
Volume da embalagem externa	0.1639 cbm
Peso do produto	21 kg
Peso da embalagem externa	23.75 kg
EAN da caixa interna	4038917968577
EAN da embalagem externa	4038917968584

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

