




Product description

Order number	97.8710.620
Descrição do artigo	Bandeja de aquecimento, Peça de reposição para armazenar preparos de células estaminais

Product characteristics

Campo de aplicação	Aquecimento
--------------------	-------------

Size

Largura do produto	18 cm
Comprimento do produto	27 cm

Material & colours

Material do produto	alumínio
---------------------	----------

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	1
Volume da embalagem externa	0.0096 cbm
Peso do produto	2.45 kg
Peso da embalagem externa	2.95 kg
EAN da caixa interna	4028339720525
EAN da embalagem externa	4028339720518

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

