



Product description

Order number	97.8720.500
Descrição do artigo	SAHARA 4 100/240 V, para descongelar e aquecer produtos sanguíneos em bolsas de plástico cheias antes da transfusão, máx. capacidade: 4 conservas, operação por tela tátil, Detecção automática do estado do agregado por zona de aquecimento e troca confortável dos produtos sanguíneos durante a operação de regulagem da temperatura

Product characteristics

Campo de aplicação	Aquecimento
Consumo de energia durante o funcionamento	1.000.00 W
Frequência	50 Hz - 60 Hz

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Largura do produto	574 mm
Altura do produto	348 mm
Comprimento do produto	554 mm

Purity & certification

Categoria do produto	Dispositivo médico
Certificação CE	CE
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	1
Volume da embalagem externa	0.384 cbm
Peso do produto	23.7 kg
Peso da embalagem externa	27.7 kg
EAN da caixa interna	4038917968737
EAN da embalagem externa	4038917968744

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

