



### **Product description**

Order number	87.7709.029
Descrição do artigo	Retificador de tubos flexíveis AST-2, operado por bateria, incl. mala de transporte

### **Product characteristics**

Campo de aplicação	Obtenção de sangue e produtos sanguíneos
Tensão de alimentação	240 V
Consumo de energia durante o funcionamento	20 W
Frequência	50 Hz - 60 Hz
Tipo de bateria	Bateria recarregável de hidreto metálico de níquel

### **Size**

Largura do produto	39 mm
Altura do produto	62 mm
Comprimento do produto	225 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Categoria do produto	não regulamentado
Certificação CE	CE - Declaração do fabricante
Em lotes	não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de cartão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	84
Volume da embalagem externa	0.0174 cbm
Peso do produto	1.938 kg
Peso da embalagem externa	1.94 kg
EAN da caixa interna	4038917141154
EAN da embalagem externa	4038917067140

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

