



Product description

Order number	87.7709.033
Descrição do artigo	Fonte de alimentação Fonte de alimentação para retificador de tubos flexíveis AST-2

Product characteristics

Campo de aplicação	Obtenção de sangue e produtos sanguíneos
Tensão de alimentação	240 V

Purity & certification

Categoria do produto	não regulamentado
Certificação CE	Fornecedor CE
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de cartão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	432
Profundidade da caixa interna	188 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Largura da caixa interna	188 mm
Altura da caixa interna	100 mm
Profundidade da embalagem externa	188 mm
Largura da embalagem externa	188 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0.0035 cbm
Peso do produto	0.365 kg
Peso da embalagem externa	0.54 kg
EAN da caixa interna	4038917141192
EAN da embalagem externa	4038917067164

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

