



### **Product description**

Order number	88.7708.095
Descrição do artigo	Selagem manual, para fechar tubos flexíveis de bolsas de sangue, material: alumínio

### **Product characteristics**

Campo de aplicação	Obtenção de sangue e produtos sanguíneos
--------------------	--

### **Material & colours**

Material do produto	alumínio
Cor do produto	cinza

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





## **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	99000
Unidades por palete	6336000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	298 mm
Altura da embalagem externa	215 mm
Volume da embalagem externa	0.0255 cbm
Peso do produto	0.0001 kg
Peso da embalagem externa	11.88 kg
EAN da caixa interna	4038917140454
EAN da embalagem externa	4038917550222

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

