



Product description

Order number	97.8800.200
Descrição do artigo	Alicate de corte/selagem, para cortar, segmentar e fechar o tubo flexível de coleta de sangue

Product characteristics

Campo de aplicação	Obtenção de sangue e produtos sanguíneos
--------------------	--

Size

Largura do produto	5 cm
Comprimento do produto	16 cm

Material & colours

Cor do produto	vermelha
----------------	----------

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	432
Profundidade da embalagem externa	188 mm
Largura da embalagem externa	188 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0.0035 cbm
Peso do produto	0.16 kg
Peso da embalagem externa	0.26 kg
EAN da caixa interna	4038917975988
EAN da embalagem externa	4038917975995

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

