



Product description

Order number	74.5228.101
Descrição do artigo	Bolsa para urina, 2 l, com válvula antirretorno, com válvula de drenagem, comprimento do tubo flexível: 90 cm, 150 unid./caixa de papelão
Número PZN	16333732

Product characteristics

Cor impressão/rótulo	azul
Versão	com válvula de drenagem
Campo de aplicação	Escoamento de urina
Volume de trabalho	2 l
Válvula antirretorno	sim

Size

Volume nominal	2 l
Volume máximo	2 l
Diâmetro do tubo flexível	6.6 mm
Comprimento do tubo flexível	90 cm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Bolsa para urina, 2 l, com válvula antirretorno,
com válvula de drenagem**

Page 2

Material & colours

Material do produto Policloreto de vinila (PVC)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Produto médico
Certificação CE Fornecedor CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 150
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 150
Unidades por caixa 150
Unidades por palete 6600
Profundidade da embalagem 580 mm
externa
Largura da embalagem 390 mm
externa
Altura da embalagem externa 150 mm
Volume da embalagem 0.0339 cbm
externa
Peso do produto 0.0509 kg
Peso da embalagem externa 7.94 kg
EAN da caixa interna 6971243660990
EAN da embalagem externa 6971243660648

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-06-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT