



Product description

Order number	74.5228.101
Descrição do artigo	Bolsa para urina, 2 l, com válvula antirretorno, com válvula de drenagem, comprimento do tubo flexível: 90 cm, 150 unid./caixa de papelão
Número PZN	16333732

Product characteristics

Cor impressão/rótulo	azul
Versão	com válvula de drenagem
Campo de aplicação	Escoamento de urina
Volume de trabalho	2 l
Válvula antirretorno	sim

Size

Volume nominal	2 l
Volume máximo	2 l
Diâmetro do tubo flexível	6.6 mm
Comprimento do tubo flexível	90 cm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Policloreto de vinila (PVC)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	Fornecedor CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	150
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	150
Unidades por caixa	150
Unidades por palete	6600
Profundidade da embalagem externa	580 mm
Largura da embalagem externa	390 mm
Altura da embalagem externa	150 mm
Volume da embalagem externa	0.0339 cbm
Peso do produto	0.0509 kg
Peso da embalagem externa	7.94 kg
EAN da caixa interna	6971243660990
EAN da embalagem externa	6971243660648

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

