


Product Specification TUR-BAG, Sistema de drenagem de urina, 4 I, sem esfera de bombeamento, estéril

Page 1



Product description

Order number 74.5340.501

Descrição do artigo TUR-BAG, Sistema de drenagem de urina, 4 l, sem esfera

de bombeamento, estéril, comprimento do tubo flexível: 100

cm, 1 unid./blister

Product characteristics

Cor impressão/rótulo azul

Versão sem esfera de bombeamento

Campo de aplicação Escoamento de urina

Volume de trabalho 4 l

Size

Volume nominal 4 I Volume máximo 4 I

Diâmetro do tubo flexível 10.1 mm Comprimento do tubo flexível 100 cm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.



Product Specification

TUR-BAG, Sistema de drenagem de urina, 4 l, sem esfera de bombeamento, estéril

Page 2

Material & colours

Material do produto Policloreto de vinila (PVC)

Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Produto médico Certificação CE Fornecedor CE

Padrão de pureza estéril

Esterilização Esterilização a gás

Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 20
Tipo de embalaje interior blister
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 20
Unidades por palete 960

Profundidade da embalagem 395 mm

externa

Largura da embalagem 295 mm

externa

Altura da embalagem externa 260 mm Volume da embalagem 0.0303 cbm

externa

Peso do produto 0.1645 kg Peso da embalagem externa 3.83 kg

EAN da caixa interna 6955824024401 EAN da embalagem externa 6955824024029

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

