

# Product Specification Bolsa de reposição do sistema de medição de urina, 2 I, com válvula de drenagem, estéril

Page 1



### **Product description**

Order number 74.5684.002

Descrição do artigo Bolsa de reposição do sistema de medição de urina, 2 l,

com válvula de drenagem, estéril, 1 unid./blister

#### **Product characteristics**

Cor impressão/rótulo azul

Versão com válvula de drenagem

Campo de aplicação Escoamento de urina

Volume de trabalho 2 l

Size

Volume nominal 2 l Volume máximo 2 l

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





# Product Specification Bolsa de reposição do sistema de medição de urina, 2 I, com válvula de drenagem, estéril

Page 2

#### **Material & colours**

Material do produto Policloreto de vinila (PVC)

Cor do produto transparente

**Purity & certification** 

Categoria do produto Produto médico Certificação CE Fornecedor CE

Padrão de pureza estéril

Esterilização Esterilização a gás

395 mm

Em lotes sim

**Packaging** 

Quantidade mínima do pedido 50
Tipo de embalaje interior blister
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 50
Unidades por palete 4050

Profundidade da embalagem

externa

Largura da embalagem 245 mm

externa

Altura da embalagem externa 200 mm Volume da embalagem 0.0194 cbm

externa

Peso do produto 0.0401 kg Peso da embalagem externa 2.77 kg

EAN da caixa interna 6955824024449 EAN da embalagem externa 6955824024067

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

