



Product description

Order number	74.5685.002
Descrição do artigo	Bolsa de reposição do sistema de medição de urina, 3 l, com válvula de drenagem, estéril, 1 unid./blister

Product characteristics

Cor impressão/rótulo	azul
Versão	com válvula de drenagem
Campo de aplicação	Escoamento de urina
Volume de trabalho	3 l

Size

Volume nominal	3 l
Volume máximo	3 l

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Policloreto de vinila (PVC)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Dispositivo médico (MD)
Certificação CE Fornecedor CE
Padrão de pureza estéril
Esterilização Esterilização a gás
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 50
Tipo de embalagem interior blister
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 50
Unidades por palete 4050
Profundidade da caixa interna 195 mm
Largura da caixa interna 260 mm
Altura da caixa interna 20 mm
Profundidade da embalagem externa 400 mm
Largura da embalagem externa 250 mm
Altura da embalagem externa 210 mm
Volume da embalagem externa 0.021 cbm
Peso do produto 0.0473 kg
Peso da embalagem externa 3.22 kg
EAN da caixa interna 6955824024463
EAN da embalagem externa 6955824024081

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

