



Descrição do Produto

Número de pedido	79.8096.180
Descrição do artigo	REGANESTH® Agulha de plexo unoplex, 18G x 80 mm, visualizável sonograficamente, conexão: Luer

Características do produto

Campo de aplicação	anestesia regional
Ponta afiada	Faceta
Conexão	Luer

Dimensões

Diâmetro da cânula (externo)	18 G / 1,35 mm
Comprimento da cânula	80 mm

Pureza e certificação

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE 0482 (MedCert)
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Embalagem

Quantidade mínima do pedido	20
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	20
Unidades por caixa	400
Unidades por palete	19200
Profundidade da caixa interna	203 mm
Largura da caixa interna	111 mm
Altura da caixa interna	56 mm
Profundidade da embalagem externa	464 mm
Largura da embalagem externa	313 mm
Altura da embalagem externa	220 mm
Volume da embalagem externa	0.032 cbm
Peso do produto	0.0094 kg
Peso da embalagem externa	4.84 kg
EAN da caixa interna	4028339211122
EAN da embalagem externa	4028339211115

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

