



## Descrição do Produto

Número de pedido	79.8096.054
Descrição do artigo	Agulha de plexo, 22G x 50 mm, visualizável sonograficamente, conexão: NRFit/ISO 80369-6, tubo flexível de injeção desconectável, comprimento do tubo flexível: 60 cm

## Características do produto

Campo de aplicação	anestesia regional
Ponta afiada	Faceta
Conexão	NRFit/ISO 80369-6

## Dimensões

Diâmetro da cânula (externo)	22 G
Comprimento da cânula	50 mm
Comprimento do tubo flexível	60 cm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Pureza e certificação**

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE0482 (Medcert)
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	10
Unidades por caixa interna	10
Unidades por caixa	160
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	300 mm
Volume da embalagem externa	0,0475 cbm
Peso do produto	0,0047 kg
Peso da embalagem externa	2,58 kg
EAN da caixa interna	4028339210927
EAN da embalagem externa	4028339210910

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

