



Descrição do Produto

Número de pedido	79.8081.503
Descrição do artigo	Agulha espinhal, Pencil-point, 27G x 103 mm, conexão: Luer (w), com introdutor: 22G x 32 mm

Características do produto

Campo de aplicação	anestesia regional
Cor de codificação	cinza
Introdutor	22 G / 0,7 mm
Ponta afiada	Pencil-point
Conexão	Luer (w)

Dimensões

Diâmetro da cânula (externo)	27 G / 0,4 mm
Comprimento da cânula	103 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE0482 (Medcert)
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	20
Unidades por caixa interna	20
Unidades por caixa	400
Profundidade da caixa interna	203 mm
Largura da caixa interna	111 mm
Altura da caixa interna	56 mm
Profundidade da embalagem externa	464 mm
Largura da embalagem externa	313 mm
Altura da embalagem externa	220 mm
Volume da embalagem externa	0,032 cbm
Peso do produto	0,0052 kg
Peso da embalagem externa	3,17 kg
EAN da caixa interna	4028339110821
EAN da embalagem externa	4028339110814

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

