



Descrição do Produto

Número de pedido 79.8081.510
Descrição do artigo Agulha espinhal, Pencil-point, 27G x 110 mm, conexão:
Luer (w)

Características do produto

Campo de aplicação anestesia regional
Cor de codificação cinza
Ponta afiada Pencil-point
Conexão Luer (w)

Dimensões

Diâmetro da cânula (externo) 27 G / 0,4 mm
Comprimento da cânula 110 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Produto segundo MPG ou IVD | Produto médico |
| Certificação CE | CE0482 (Medcert) |
| Esterilização | Esterilização a gás |
| Número de lote ou de série | sim |

Embalagem

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 20 |
| Unidades por caixa interna | 20 |
| Unidades por caixa | 400 |
| Unidades por palete | 19200 |
| Profundidade da embalagem externa | 464 mm |
| Largura da embalagem externa | 313 mm |
| Altura da embalagem externa | 220 mm |
| Volume da embalagem externa | 0,032 cbm |
| Peso do produto | 0,0015 kg |
| Peso da embalagem externa | 3,09 kg |
| EAN da caixa interna | 4028339110920 |
| EAN da embalagem externa | 4028339110951 |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

