



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	79.8081.824
Descrição do artigo	Agulha espinhal, Pencil-point, 24G x 120 mm, conexão: NRFit/ISO 80369-6, com introdutor: 20G x 40 mm

### **Características do produto**

Campo de aplicação	anestesia regional
Cor de codificação	violeta
Introdutor	20 G / 0,9 mm
Ponta afiada	Pencil-point
Conexão	NRFit/ISO 80369-6

### **Dimensões**

Diâmetro da cânula (externo)	24 G / 0,55 mm
Comprimento da cânula	120 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





**Especificação do produto**  
**REGANESTH® Agulha espinhal Pencil-point**  
**NRFit 24G x 120 mm com introdutor**

**Página 2**

**Pureza e certificação**

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE0482 (Medcert)
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

**Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	20
Unidades por caixa interna	20
Unidades por caixa	400
Profundidade da embalagem externa	464 mm
Largura da embalagem externa	313 mm
Altura da embalagem externa	220 mm
Volume da embalagem externa	0,032 cbm
Peso do produto	0,0045 kg
Peso da embalagem externa	3,28 kg
EAN da caixa interna	4028339113822
EAN da embalagem externa	4028339113853

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-11-29

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**