



Descrição do Produto

Número de pedido 79.8082.124
Descrição do artigo Agulha espinhal, Quincke, 22G x 120 mm, conexão:
NRFit/ISO 80369-6

Características do produto

Campo de aplicação anestesia regional
Cor de codificação preta
Ponta afiada Quincke
Conexão NRFit/ISO 80369-6

Dimensões

Diâmetro da cânula (externo) 22 G / 0,7 mm
Comprimento da cânula 120 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE0482 (Medcert)
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	20
Unidades por caixa interna	20
Unidades por caixa	400
Profundidade da embalagem externa	464 mm
Largura da embalagem externa	313 mm
Altura da embalagem externa	220 mm
Volume da embalagem externa	0,032 cbm
Peso do produto	0,0043 kg
Peso da embalagem externa	3,2 kg
EAN da caixa interna	4028339121520
EAN da embalagem externa	4028339121513

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

