



Descrição do Produto

Número de pedido 79.8082.224
Descrição do artigo REGANESTH® Agulha espinhal, Quincke, 22G x 90 mm,
conexão: NRFit/ISO 80369-6

Características do produto

Campo de aplicação anestesia regional
Cor de codificação preta
Ponta afiada Quincke
Conexão NRFit/ISO 80369-6

Dimensões

Diâmetro da cânula (externo) 22 G / 0,7 mm
Comprimento da cânula 90 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE 0482 (MedCert)
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	20
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	20
Unidades por caixa	400
Profundidade da caixa interna	203 mm
Largura da caixa interna	111 mm
Altura da caixa interna	56 mm
Profundidade da embalagem externa	464 mm
Largura da embalagem externa	313 mm
Altura da embalagem externa	220 mm
Volume da embalagem externa	0.032 cbm
Peso do produto	0.004 kg
Peso da embalagem externa	3.48 kg
EAN da caixa interna	4028339121322
EAN da embalagem externa	4028339121315

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

