



Descrição do Produto

Número de pedido	79.8082.254
Descrição do artigo	REGANESTH® Agulha espinhal, Quincke, 25G x 90 mm, conexão: NRFit/ISO 80369-6, com introdutor: 20G x 30 mm

Características do produto

Campo de aplicação	anestesia regional
Cor de codificação	laranja
Introdutor	20 G / 0,9 mm
Ponta afiada	Quincke
Conexão	NRFit/ISO 80369-6

Dimensões

Diâmetro da cânula (externo)	25 G / 0,53 mm
Comprimento da cânula	90 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Especificação do produto
REGANESTH® Agulha espinhal Quincke NRFit
25G x 90 mm com introdutor

Página 2

Pureza e certificação

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE 0482 (MedCert)
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	20
Unidades por caixa interna	20
Unidades por caixa	400
Profundidade da embalagem externa	464 mm
Largura da embalagem externa	313 mm
Altura da embalagem externa	220 mm
Volume da embalagem externa	0,032 cbm
Peso do produto	0,0033 kg
Peso da embalagem externa	3,2 kg
EAN da caixa interna	4028339121827
EAN da embalagem externa	4028339121810

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-29

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT