



Descrição do Produto

Número de pedido	79.8088.919
Descrição do artigo	Kit de anestesia espinal, componentes do kit: bandeja de plástico, campo cirúrgico perfurado (film drape), 9 toalhetes, 10 compressas de gaze, 2 seringas, cânula de filtro, 2 cânulas, grampo, base à prova de água, agulha espinal ponta de lápis REGANESTH® 25G x 90 mm com introdutor 20G x 30 mm, rótulo de conteúdo vermelho

Características do produto

Campo de aplicação	anestesia regional
Ponta afiada	Pencil-point
Conexão	Luer

Dimensões

Diâmetro da cânula (externo)	25 G / 0,5 mm
Comprimento da cânula	90 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	Fornecedor CE > sem CE Sarstedt
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	40
Unidades por caixa interna	40
Unidades por caixa	40
Volume da embalagem externa	0,094 cbm
Peso do produto	0,1288 kg
Peso da embalagem externa	5,9 kg
EAN da caixa interna	4028339261226
EAN da embalagem externa	4028339261219

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

