



Descrição do Produto

Número de pedido	79.8096.185
Descrição do artigo	Kit de cateter de plexo, componentes do kit: REGANESTH® unoplex 18G x 50 mm, cateter de plexo 21G x 400 mm com sonda, tubo flexível de injeção 60 cm, adaptador TuohyBorst, auxiliar de introdução, filtro plano de 0,2 µm com fixação

Características do produto

Campo de aplicação	anestesia regional
Filtro	sim
Tamanho do poro	0,2
Ponta afiada	Faceta
Conexão	Luer

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Dimensões

Diâmetro da cânula (externo)	18 G / 1,35 mm
Comprimento da cânula	50 mm
Comprimento do tubo flexível	60 cm

Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD	Produto médico
Certificação CE	Fornecedor CE > sem CE Sarstedt
Esterilização	Esterilização a gás
Amaciador	Tri-octil-trimelitato (TOTM)
Número de lote ou de série	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	5
Unidades por caixa interna	5
Unidades por caixa	80
Unidades por palete	3840
Profundidade da caixa interna	203 mm
Largura da caixa interna	151 mm
Altura da caixa interna	56 mm
Profundidade da embalagem externa	464 mm
Largura da embalagem externa	313 mm
Altura da embalagem externa	220 mm
Volume da embalagem externa	0,032 cbm
Peso do produto	0,04 kg
Peso da embalagem externa	4,34 kg
EAN da caixa interna	4028339220421
EAN da embalagem externa	4028339220414

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

