



Descrição do Produto

Número de pedido	79.8096.285
Descrição do artigo	Kit de cateter de plexo, componentes do kit: REGANESTH® unoplex 18G x 50 mm, cateter de plexo 21G x 500 mm, abertura central, com sonda e auxiliar de introdução Luer, tubo flexível de injeção 60 cm, adaptador Tuohy-Borst, filtro plano 0,2 µm com fixação

Características do produto

Campo de aplicação	anestesia regional
Filtro	sim
Tamanho do poro	0,2
Ponta afiada	Faceta
Conexão	Luer

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Dimensões

Diâmetro da cânula (externo)	18 G
Comprimento da cânula	50 mm
Comprimento do tubo flexível	60 cm

Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD	Produto médico
Certificação CE	Fornecedor CE > sem CE Sarstedt
Esterilização	Esterilização a gás
Amaciador	Tri-octil-trimelitato (TOTM)
Número de lote ou de série	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	5
Unidades por caixa interna	5
Unidades por caixa	80
Profundidade da embalagem externa	464 mm
Largura da embalagem externa	313 mm
Altura da embalagem externa	220 mm
Volume da embalagem externa	0,032 cbm
Peso do produto	0,0261 kg
Peso da embalagem externa	3,69 kg
EAN da caixa interna	4028339220520
EAN da embalagem externa	4028339220513

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

