



## Descrição do Produto

Número de pedido	79.8089.219
Descrição do artigo	Kit CSE, componentes do kit: Agulha espinhal REGANESTH® ponta de lápis 27G x 125 mm, agulha Tuohy 18G x 90 mm, cateter de epidural 21G x 900 mm, adaptador Tuohy-Borst, auxiliar de introdução verde, filtro plano 0,2 µm, seringa L.O.R. LL

## Características do produto

Campo de aplicação	anestesia regional
Filtro	sim
Tamanho do poro	0,2
Ponta afiada	Tuohy, pencil-Point
Conexão	Luer

## Dimensões

Diâmetro da cânula (externo)	18 G
Comprimento da cânula	90 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Pureza e certificação**

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	Fornecedor CE > sem CE Sarstedt
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	5
Unidades por caixa interna	5
Unidades por caixa	50
Profundidade da embalagem externa	464 mm
Largura da embalagem externa	313 mm
Altura da embalagem externa	220 mm
Volume da embalagem externa	0,032 cbm
Peso do produto	0,0226 kg
Peso da embalagem externa	2,34 kg
EAN da caixa interna	4028339180824
EAN da embalagem externa	4028339180817

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

