



### Descrição do Produto

Número de pedido	79.8710.610
Descrição do artigo	Peça de reposição, Compressa de gel para descongelar preparados de células estaminais sanguíneas crioconservadas no SAHARA-TSC

### Características do produto

Campo de aplicação	Aquecimento
--------------------	-------------

### Dimensões

Largura do produto	16 cm
Comprimento do produto	23,5 cm

### Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD	Produto médico
Certificação CE	CE
Número de lote ou de série	sim

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





## **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	5
Unidades por caixa interna	5
Unidades por caixa	5
Volume da embalagem externa	0,0041 cbm
Peso do produto	0,45 kg
Peso da embalagem externa	2,35 kg
EAN da caixa interna	4028339720426
EAN da embalagem externa	4028339720419

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

