



Descrição do Produto

Número de pedido	97.8710.620
Descrição do artigo	Bandeja de aquecimento, Peça de reposição para armazenar preparos de células estaminais

Características do produto

Campo de aplicação	Aquecimento
--------------------	-------------

Dimensões

Largura do produto	18 cm
Comprimento do produto	27 cm

Materiais e cores

Material do produto	alumínio
---------------------	----------

Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Volume da embalagem	0.0096 cbm
externa	
Peso do produto	2.45 kg
Peso da embalagem externa	2.95 kg
EAN da caixa interna	4028339720525
EAN da embalagem externa	4028339720518

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

