



Descrição do Produto

Número de pedido	97.8710.550
Descrição do artigo	Conector de codificação, para aquecer soluções de infusão, tubos, instrumentos e meios de contraste no SAHARA-III

Características do produto

Campo de aplicação	Aquecimento
--------------------	-------------

Dimensões

Largura do produto	4,5 cm
Comprimento do produto	6 cm

Pureza e certificação

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE
Em lotes	não

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Volume da embalagem externa	0,0039 cbm
Peso do produto	0,03 kg
Peso da embalagem externa	0,22 kg
EAN da caixa interna	4028339753424
EAN da embalagem externa	4028339753417

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

