



Descrição do Produto

Número de pedido	74.5218.001
Descrição do artigo	Bolsa para urina, 1.5 l, com válvula antirretorno, válvula de drenagem, tratada com ETO, comprimento do tubo flexível: 90 cm
Número PZN	16333672

Características do produto

Cor impressão/rótulo	azul
Versão	válvula de drenagem
Campo de aplicação	Escoamento de urina e secreções
Volume de trabalho	1,5 l
Válvula antirretorno	sim

Dimensões

Volume nominal	1,5 l
Volume máximo	1,5 l
Diâmetro do tubo flexível	6,6 mm
Comprimento do tubo flexível	90 cm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Especificação do produto
Bolsa para urina, 1.5 l, com válvula antirretorno,
válvula de drenagem, tratada com ETO

Página 2

Materiais e cores

Material do produto Policloreto de vinila (PVC)
Cor do produto transparente

Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD Produto médico
Certificação CE CE
Padrão de pureza tratada com ETO
Esterilização Esterilização a gás
Número de lote ou de série sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 150
Unidades por caixa interna 150
Unidades por caixa 150
Unidades por palete 9600
Volume da embalagem 0,0279 cbm
externa
Peso do produto 0,0353 kg
Peso da embalagem externa 5,8 kg
EAN da caixa interna 4038917388665
EAN da embalagem externa 4038917388658

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-07-29

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT