



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	74.5218.101
Descrição do artigo	Bolsa para urina, 1.5 l, com válvula antirretorno, válvula de drenagem, comprimento do tubo flexível: 90 cm
Número PZN	16333689

### **Características do produto**

Cor impressão/rótulo	azul
Versão	válvula de drenagem
Campo de aplicação	Escoamento de urina e secreções
Volume de trabalho	1,5 l
Válvula antirretorno	sim

### **Dimensões**

Volume nominal	1,5 l
Volume máximo	1,5 l
Diâmetro do tubo flexível	6,6 mm
Comprimento do tubo flexível	90 cm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Materiais e cores**

Material do produto Policloreto de vinila (PVC)  
Cor do produto transparente

### **Pureza e certificação**

Produto segundo MPG ou IVD Produto médico  
Certificação CE CE  
Número de lote ou de série sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido 150  
Unidades por caixa interna 150  
Unidades por caixa 150  
Unidades por palete 9600  
Profundidade da embalagem 387 mm  
externa  
Largura da embalagem 292 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 215 mm  
Volume da embalagem 0,0243 cbm  
externa  
Peso do produto 0,0352 kg  
Peso da embalagem externa 5,8 kg  
EAN da caixa interna 4038917354530  
EAN da embalagem externa 4038917354523

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

