




Especificação do produto
Bolsa para secreções, 1,5 l, comprimento do tubo flexível: 90 cm, estéril

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido	74.5281.005
Descrição do artigo	Bolsa para secreções, 1,5 l, estéril, comprimento do tubo flexível: 90 cm, 1 unid./blister
Número PZN	16333614

Características do produto

Cor impressão/rótulo	azul
Campo de aplicação	Escoamento de secreções
Volume de trabalho	1,5 l
Válvula antirretorno	não

Dimensões

Volume nominal	1.5 l
Volume máximo	1.5 l
Diâmetro do tubo flexível	6.6 mm
Comprimento do tubo flexível	90 cm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-10-06

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Materiais e cores

Material do produto Policloreto de vinila (PVC)
Cor do produto transparente

Pureza e certificação

Categoria do produto Produto médico
Certificação CE Fornecedor CE
Padrão de pureza estéril
Esterilização Esterilização a gás
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 100
Tipo de embalagem interior blister
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 100
Unidades por palete 4800
Profundidade da embalagem externa 390 mm
Largura da embalagem externa 292 mm
Altura da embalagem externa 265 mm
Volume da embalagem externa 0.0299 cbm
Peso do produto 0.036 kg
Peso da embalagem externa 4.1 kg
EAN da caixa interna 6971243661003
EAN da embalagem externa 6971243660761

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

