



### Descrição do Produto

Número de pedido	74.5282.005
Descrição do artigo	Bolsa para secreções, 2 l, estéril, comprimento do tubo flexível: 90 cm, 1 unid./blister
Número PZN	16333643

### Características do produto

Cor impressão/rótulo	azul
Campo de aplicação	Escoamento de secreções
Volume de trabalho	2 l
Válvula antirretorno	não

### Dimensões

Volume nominal	2 l
Volume máximo	2 l
Diâmetro do tubo flexível	6,6 mm
Comprimento do tubo flexível	90 cm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





**Especificação do produto**  
**Bolsa para secreções, 2 l, comprimento do tubo flexível: 90 cm, estéril**

**Página 2**

**Materiais e cores**

Material do produto Policloreto de vinila (PVC)  
Cor do produto transparente

**Pureza e certificação**

Produto segundo MPG ou IVD Produto médico  
Certificação CE CE0124 (Dekra)  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Esterilização a gás  
Número de lote ou de série sim

**Embalagem**

Quantidade mínima do pedido 100  
Tipo de embalagem interior blister  
Unidades por caixa interna 1  
Unidades por caixa 100  
Unidades por palete 9600  
Volume da embalagem 0,0223 cbm  
externa  
Peso do produto 0,041 kg  
Peso da embalagem externa 4,4 kg  
EAN da caixa interna 4038917388870  
EAN da embalagem externa 4038917388863

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-07-29

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**