



Especificação do produto
Bolsa para bile, 1.5 l, comprimento do tubo flexível: 90 cm, estéril

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido 74.5286.005
Descrição do artigo Bolsa para bile, 1.5 l, estéril, comprimento do tubo flexível: 90 cm, 1 unid./blister

Características do produto

Cor impressão/rótulo azul
Campo de aplicação Escoamento de secreções
Volume de trabalho 1,5 l
Válvula antirretorno não

Dimensões

Volume nominal 1,5 l
Volume máximo 1,5 l
Diâmetro do tubo flexível 6,6 mm
Comprimento do tubo flexível 90 cm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-07-29

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Bolsa para bile, 1.5 l, comprimento do tubo flexível: 90 cm, estéril

Página 2

Materiais e cores

Material do produto Policloreto de vinila (PVC)
Cor do produto transparente

Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD Produto médico
Certificação CE CE0124 (Dekra)
Padrão de pureza estéril
Esterilização Esterilização a gás
Número de lote ou de série sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 100
Tipo de embalagem interior blister
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 100
Unidades por palete 4800
Volume da embalagem 0,0299 cbm
externa
Peso do produto 0,038 kg
Peso da embalagem externa 4,1 kg
EAN da caixa interna 4038917532709
EAN da embalagem externa 4038917532693

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-07-29

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT