



Descrição do Produto

Número de pedido	74.5766.002
Descrição do artigo	Fecho de velcro, tamanho: M (440-530 mm), material: nylon
Número de meio auxiliar	15.25.11.0039
Número PZN	8407149

Dimensões

Comprimento do produto	530 mm
------------------------	--------

Materiais e cores

Material do produto	nylon
Cor do produto	branca

Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD	Produto médico
Certificação CE	CE
Número de lote ou de série	sim

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Embalagem

Quantidade mínima do pedido	10
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	10
Unidades por palete	3240
Profundidade da embalagem externa	268 mm
Largura da embalagem externa	191 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0,0051 cbm
Peso do produto	0,02 kg
Peso da embalagem externa	0,33 kg
EAN da caixa interna	4038917136617
EAN da embalagem externa	4038917027212

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

