



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	74.5330.520
Descrição do artigo	UD 3 plus, Sistema de drenagem de urina, 2 l, com suporte, estéril, comprimento do tubo flexível: 120 cm, 1 unid./blister
Número PZN	16086831

### **Características do produto**

Cor impressão/rótulo	azul
Versão	com suporte
Campo de aplicação	Escoamento de urina
Volume de trabalho	2 l

### **Dimensões**

Volume nominal	2 l
Volume máximo	2 l
Diâmetro do tubo flexível	10.1 mm
Comprimento do tubo flexível	120 cm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





**Especificação do produto**  
**UD 3 plus, Sistema de drenagem de urina, 2 l,**  
**com suporte, estéril**

**Página 2**

**Materiais e cores**

Material do produto Policloreto de vinila (PVC)  
Cor do produto transparente

**Pureza e certificação**

Categoria do produto Produto médico  
Certificação CE CE 0124 (DEKRA)  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Esterilização a gás  
Em lotes sim

**Embalagem**

Quantidade mínima do pedido 20  
Tipo de embalagem interior blister  
Unidades por caixa interna 1  
Unidades por caixa 20  
Unidades por palete 840  
Volume da embalagem 0.0306 cbm  
externa  
Peso do produto 0.179 kg  
Peso da embalagem externa 3.58 kg  
EAN da caixa interna 4038917424240  
EAN da embalagem externa 4038917424233

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-07-06

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**