



Descrição do Produto

Número de pedido	79.8200.000
Descrição do artigo	Aparelho de transfusão, com filtro em cascata integrado, 175 µm, 40 µm, 10 µm, cor do espigão: amarela

Características do produto

Campo de aplicação	Transfusão e infusão
--------------------	----------------------

Dimensões

Comprimento do tubo flexível	150 cm
------------------------------	--------

Materiais e cores

Cor do produto	amarela
----------------	---------

Pureza e certificação

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE0482 (Medcert)
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Esterilização a gás
Isenção de pirogênio	sim
Amaciador	Tri-octil-trimelitato (TOTM)

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	100
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	100
Volume da embalagem externa	0,0566 cbm
Peso do produto	0,0492 kg
Peso da embalagem externa	5,95 kg
EAN da caixa interna	4028339420128
EAN da embalagem externa	4028339420111

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

