



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	79.8200.440
Descrição do artigo	Aparelho de transfusão, com filtro integrado, 40 µm, cor do espigão: verde

### **Características do produto**

Campo de aplicação	Transfusão e infusão
Filtro	sim
Tamanho do poro	40

### **Dimensões**

Comprimento do tubo flexível	150 cm
------------------------------	--------

### **Materiais e cores**

Cor do produto	verde
----------------	-------

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Pureza e certificação**

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE0482 (Medcert)
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Esterilização a gás
Isenção de pirogênio	sim
Amaciador	Tri-octil-trimelitato (TOTM)
Em lotes	sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	100
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	2800
Volume da embalagem externa	0,0509 cbm
Peso do produto	0,0405 kg
Peso da embalagem externa	5,05 kg
EAN da caixa interna	4028339420722
EAN da embalagem externa	4028339420715

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

