



### Descrição do Produto

Número de pedido	79.8200.490
Descrição do artigo	Aparelho de transfusão, com filtro integrado, 40 µm, cor do espigão: branca

### Características do produto

Campo de aplicação	Transfusão e infusão
Filtro	sim
Tamanho do poro	40
Conexão	Espigão

### Dimensões

Comprimento do tubo flexível	150 cm
------------------------------	--------

### Materiais e cores

Cor do produto	branca
----------------	--------

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Pureza e certificação**

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE0482 (Medcert)
Esterilização	Esterilização a gás
Isenção de pirogênio	sim
Amaciador	Tri-octil-trimelitato (TOTM)
Em lotes	sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	100
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	100
Volume da embalagem externa	0,0566 cbm
Peso do produto	0,04 kg
Peso da embalagem externa	5 kg
EAN da caixa interna	4028339421026
EAN da embalagem externa	4028339421019

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

