



Descrição do Produto

Número de pedido	79.8400.230
Descrição do artigo	Aparelho de transfusão, com filtro em cascata integrado, 175 µm, 40 µm, 10 µm

Características do produto

Campo de aplicação	Autotransfusão
--------------------	----------------

Pureza e certificação

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE0482 (Medcert)
Esterilização	Esterilização a gás
Isenção de pirogênio	sim
Amaciador	Dietil-hexilftalato (DEHP)
Em lotes	sim

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Embalagem

Quantidade mínima do pedido	10
Unidades por caixa interna	10
Unidades por caixa	80
Unidades por palete	1600
Volume da embalagem externa	0,0616 cbm
Peso do produto	0,0571 kg
Peso da embalagem externa	5,33 kg
EAN da caixa interna	4028339430424
EAN da embalagem externa	4028339430417

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

