



Descrição do Produto

Número de pedido	97.8100.111
Descrição do artigo	Manga de infusão sob pressão Padrão, até 500 ml, inserto fixo, Isento de látex

Características do produto

Tipo de tampa	inserto fixo
Campo de aplicação	Transfusão e infusão

Dimensões

Volume máximo	500 ml
Largura do produto	16 cm
Altura do produto	8 cm
Comprimento do produto	28 cm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.



