



Descrição do Produto

Número de pedido	97.8100.410
Descrição do artigo	Manga de infusão sob pressão descartável até 500 ml, inserto fixo

Características do produto

Tipo de tampa	inserto fixo
Campo de aplicação	Transfusão e infusão

Dimensões

Volume máximo	500 ml
Largura do produto	15 cm
Altura do produto	6 cm
Comprimento do produto	24 cm

Materiais e cores

Cor do produto	cinza
----------------	-------

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD	Produto médico
Certificação CE	CE
Número de lote ou de série	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	2
Unidades por caixa interna	2
Unidades por caixa	20
Unidades por palete	1440
Volume da embalagem externa	0,0183 cbm
Peso do produto	0,1295 kg
Peso da embalagem externa	3,6 kg
EAN da caixa interna	4028339311426
EAN da embalagem externa	4028339311419

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

